

Titolo del documento VERIFICHE CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	Revisione 0.0	Pagina 1 di 1
---------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------



REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE CASSETTE PRIMO SOCCORSO

Per aziende con più di 2 lavoratori

ANNO

2024

MESE DI:

INCARICATO ALLE VERIFICHE: _____

Cassetta n°		CASSETTA N. 1		CASSETTA N. 2		CASSETTA N. 3	
Ubicazione							
Piano				Piano terra		Piano terra	
Contenuto	Quantità	OK	M/S	OK	M/S	OK	M/S
Visiera paraschizzi	1						
Guanti sterili monouso	5 paia						
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio	1 litro						
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)	3 flaconi da 500 ml						
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole	10 buste						
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole	2 buste						
Teli sterili monouso	2						
Pinzette da medicazione sterili monouso	2						
Confezione di rete elastica di misura media	1						
Confezione di cotone idrofilo	1						
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	2						
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5	2						
Un paio di forbici	1						
Lacci emostatici	3						
Ghiaccio pronto uso	2						
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	2						
Termometro	1						
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (**)	1						
Altri presidi (a discrezione del medico)							
Atri presidi FACOLTATIVI: mascherina, lampada emergenza, ecc.							

* Esito verifica : indicare **OK**, oppure nella colonna **M/S** indicare la quantità da acquistare perché mancante o scaduto

** Per gli apparecchi elettronici verificare lo stato e scadenza delle batterie.

Firma Incaricato.....

--	--	--	--

DITTA:	Tipo di documento	Nome del documento
Titolo del documento VERIFICHE CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	SGSL UNI-INAIL	MOS 11.1
	Revisione 0.0 del 06/10/11	Pagina 2 di 2



CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO / PACCHETTO DI MEDICAZIONE

In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

In dotazione alle aziende classificate gruppi A e B (con 3 o più lavoratori),

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



N.B: SI CONSIGLIA DI INTEGRARE IL CONTENUTO DELLA CASSETTA CON I SEGUENTI PRESIDI:

- MASCHERINA PER RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
- FOTOCOPIA DELLA PAGINA DI PRONTO SOCCORSO DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE
- Altro (su consiglio del vs. medico competente): _____

NB: Il contenuto della cassetta, o del pacchetto, deve sempre risultare completo e integro. La cassetta non deve contenere farmaci (che possono essere somministrati solamente da personale medico).

Deve essere disponibile un mezzo di comunicazione per chiamare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (**cellulare** per i cantieri e luoghi di lavoro non dotati di telefono).

Si consiglia di acquistare la cassetta del tipo "a valigetta trasportabile con staffa a muro" per poter essere facilmente trasportata vicino all'infortunato.

Per gli apparecchi misurazione pressione elettronici verificare lo stato e scadenza delle batterie (scadenza indicata alla base della pila). Effettuare una prova di misurazione.

È anche consigliabile dotarsi di **lampada di emergenza portatile**.

--	--	--	--